

第 1 部分—产品信息			
产品名称: Endozyme AW Plus with A.P.A. NP (全效型多酶清洗剂 无香型)		供应商	美国鲁沃夫
产品编号: 34520	信息电话: 1-800-537-8463	地址	纽约州米尼奥拉市萨加摩尔街 393 号 邮编: 11501
产品用途: 医疗器械清洗	紧急联络: 1-800-424-9300 (化学品运输紧急应变中心)		
第 2 部分—危害识别			
GHS 分类: 根据法规(EC) No 1272/2008 关于物质和混合物的分类、标签和包装, 本产品不符合任何危险类别的分类标准。			
2.1 标签元素			
危害标志 不适用		防范说明	
		风险声明: 不适用 防范声明: P501-将内容物/容器弃置至正规的废物处理厂。	
信号词: 不适用			
第 3 部分—产品成分			
化学名称	CAS 编号	重量%	
枯草杆菌蛋白酶(蛋白酶)	9014-01-1	低于报告限值	
第 4 部分—急救措施			
一般建议	无需特殊措施。		
进入眼睛	睁开眼睛, 在流动水下冲洗几分钟。若症状持续, 请就医。		
皮肤接触	用水清洗。如果症状持续, 请就医。		
吸入	若吸入, 转移至空气新鲜处。若症状持续, 请就医。		
吞咽	不要催吐。喝大量水。若症状持续, 请就医。		
第 5 部分—消防措施			
<u>适用的灭火剂</u> 使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。			
<u>化学品产生的具体危害</u> 由物质或制剂本身、燃烧产物、产生的气体引起的特殊暴露危害 无殊			
<u>爆炸数据</u> 对撞击的敏感性 无。 对静电敏感性 无。			
<u>消防人员特殊防护设备</u> 无其他相关信息。			
第 6 部分—泄露应急处理			
<u>个人防护措施, 防护设备和应急流程</u> 使用个人防护设备 <u>控制和清理的方法和材料</u>			

用惰性吸收材料吸收

参考其他小节：参考第 12 节了解更多信息。

第 7 部分—处理和储存

处理 若正确使用，就无需特殊预防措施。

卫生措施 使用时，请勿进食，饮水或吸烟。定期清洁设备、工作区域和衣物。

安全储存条件，包括不兼容性 放在儿童接触不到的地方。放置在标签正确的容器中。

具体最终用途暴露场景 无相关信息 **其他指南** 无相关信息

第 8 部分—暴露控制和个人防护

合理的工程控制

工程措施 无要求，根据本产品的用途和分类，本产品为无腐蚀性。

个人防护措施建议

在处理污染器械时，应按照 OSHA 血源性病原体指南穿戴个人防护装备。

眼睛/面部防护 若喷雾会接触面部，请佩戴护目镜或面罩。

皮肤和身体防护 轻便防护服。防渗手套。

呼吸防护 若遇刺激，可以佩戴 NIOSH/MSHA 认可的呼吸防护装置。

卫生措施 使用时请勿进食，饮水或吸烟。定期清洁设备、工作区域和衣物。

第 9 部分—理化性质

物理状态	气味	外观	pH 值	融点/熔化范围	沸点
液体	无	清澈	6-8	无数据	>100C
燃点	可燃度极限	蒸汽压	比重	水溶性	可燃性
无数据	无数据	无数据	1.01-1.03	可溶	不易燃

第 10 部分—稳定性和反应性

反应性	无数据
化学稳定性	在推荐储存条件下稳定
危险反应的可能性	正常处理情况下无
危险聚合	不发生危险聚合
应避免的情况	根据提供信息未知
不相容材料	根据提供信息未知
有害分解产物	根据提供信息未知

第 11 部分—毒性信息

吸入	不含超过可报告量的成分。本品吸入时无刺激性。
眼睛接触	可能对眼睛有刺激
皮肤接触	可能产生刺激性
吞咽	没有关于本产品的数据

短期及长期暴露引起的延迟或即刻反应和慢性危害

致敏作用 不含超过可报告量的成分。可能对易敏感者有致敏作用。吸入可能导致敏感。

致癌性 不含任何致癌物。

慢性中毒 避免反复接触。反复接触可能使极易敏感人群产生过敏反应。

目标器官反应 未分类。

第 12 部分—生态信息

生态毒性	本产品对环境无害
------	----------

持久性和降解性	无信息
生物积累性	本产品不含生物积累性物质
其它不良反应	无信息
第 13 部分—处理意见	
废物处理方式	根据联邦、州及地方法规处理
污染的包装	不重复使用空包装盒
第 14 部分—运输信息	
DOT	危险物品运输国际规范中不包含本产品 (IMDG,IATA,ADR/RID)
第 15 部分—法规信息	
有关物质或混合物的安全、健康和环境法规/立法	
欧盟法规 《联合国全球协调制度 (GHS) 安全数据表》格式 (附录IV)，作为2015年5月20日颁布的 《REACH EU 2015/830 附录II》，修正条款(EC) 编号1907/2006实施 美国联邦法规：29 CFR 1910.1200 (g)	
第 16 部分—其他信息	
<div>  <div> 编制方： 美国鲁沃夫 纽约州米尼奥拉市萨加摩尔街 393 号 邮编：11501 </div> </div> <div> 文件控制编号 SDS-34520 修订日期 2019 年 9 月 16 日 修订说明 Rev_02 </div> <div> <p>免责声明</p> <p>据我们所了解的知识和信息,我们相信,自本安全数据表(sds)发布之日起,其中的信息都是准确无误的.这些所给出的信息只是用于指导如何安全搬运、使用、加工、存储、废弃、排放等用途,并不作为一种保证书或质量规格单.这些信息只针对某些特定的材料,当这些材料与其它物料合用或加工时,除非有 SDS 明文规定,否则上述信息无效.</p> <p>安全数据表完</p> </div>	